

Pâte à polir diamantée grise KOHINOOR - 5

g

Référence: A0015992



Description

Pâte à polir diamantée KOHINOOR adhésive et fine, solide, grise, PREMIUM, de 5 g net, 44 g brut, pour polissage manuel de la céramique, emballage dans un petit pot en verre avec couvercle plastique vissé.

Abrasif diamant, liant polyéthylène glycol.

Produit très pâteux, il adhère de telle sorte que le feutre absorbe la pâte sans problème.

La pâte adhère de la même façon sur les surfaces à polir, elle est lavable et non toxique.

Origine: Allemagne 

Avantages

Grand brillant pour céramique.

Prise optimale avec brosettes feutre avec une bonne adhérence de la pâte.

Spécialement conçu pour le polissage de la céramique s'utilise aussi intra-oralement (dentaire).

Le matériel est utilisé de façon très efficace et économique : pas de projection de pâtes donc pas de pertes. CE.

Emballage unitaire avec notice d'utilisation.

Conseil Malins

L'utilisation de feutres ordinaires, non imprégnés, permet à l'opérateur de ne pas s'engager dans des frais supplémentaires, plus de manipulations compliquées comme avec une seringue.

Utiliser des polissoirs feutre, mi-durs avec une pièce à main tournant à 10 000 tr/min environ.

Plonger le feutre dans la pâte, celle-ci est absorbée et adhère de manière parfaite sur le feutre ainsi que sur la céramique.

Référence correspondant à une pièce.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	5	-	-
Dimensions (mm)	34 x 24 mm	-	-

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Utilisation

Polissage

-

-

Prix HT

1 et + : 60,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

