

## Graisse d'étanchéité VACU-PROOF

Référence: A0016256

### Description

Graisse semi fluide d'étanchéité au silicone "VACU-PROOF" pour tester l'étanchéité d'une montre.

Pour boîtes de montres, poussoirs, couronnes ou verres.

Empêche la pénétration de l'humidité (lorsque le joint est usé par de forts changements de pression).

Ne s'évapore pas. N'affecte pas l'huile des montres. N'est pas affectée par les variations de température.

Empêche les joints de sécher et le filetage de s'encrasser.

Ne peut être attaquée ni par les acides ni par les bases.

### Informations physico-chimique :

- Densité : 0,97 g/ml.
- "VACU-PROOF" n'est pas soluble dans l'eau et reste à la surface.
- Mélange de polydiméthylsiloxanes.

### Avantages

Un produit essentiel pour le SAV afin de vérifier ou d'assurer l'étanchéité à l'eau pour les joints statiques ou dynamiques.

Pour l'étanchéité des appareils de précision.

Convient à toutes les zones devant rester étanches.

### Conseil Malins

Application et dosage :

- Déposer les gouttes une à une sur les zones à traiter. "VACU-PROOF" est un produit prêt à l'emploi.

Le fabricant contacté précise : "VACU PROOF" est un mélange de polydiméthylsiloxanes, ceux-ci sont utilisés dans les laboratoires chimiques comme produits d'étanchéité et lubrifiants. Cependant, "VACU-PROOF" n'est pas spécifiquement approuvé comme lubrifiant."

Consignes de sécurité :

- Selon l'ordonnance CE N° 1272/2008 [SGH] "VACU-PROOF" n'est pas classé comme dangereux.

Conditionnement :

- Flacon plastique de 25 ml avec canule qui ferme le dosage.



Origine: Allemagne 

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

- Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé.
- Se conserve 5 ans à partir de la date de fabrication.

La référence correspond à un flacon de 25 ml.

## Caractéristiques techniques

Poids (g)	33 g	-	-
Poids (kg)	0	-	-
Dimensions (mm)	36 x 97 mm	-	-
Contenance (ml)	25	-	-

## Prix HT

1 et + : 24,00€

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeier@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeier@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

