

Appareils de contrôle de marche BERGEON 230V

Description

Appareils BERGEON FINAL TEST et AUTOMATIC TEST 230 V pour le contrôle de la marche des montres et des remontages automatiques.

Pour six montres.

Fixation sécurisée en mousse synthétique. Interrupteur d'inversion du sens de rotation. Les montres sans bracelet peuvent être fixées sur le bras avec les fixations élastique. Simule en moyenne, à 5 secondes près, les marches effectives au poignet.

Remplace le contrôle statique par un contrôle animé.

Chacun livré complet avec six bras porte-montre.

Dimensions : Ø 260 x 120, poids : 1,5 kg.

Conseils Malins

Ces appareils s'utilisent principalement en position verticale.

La fixation sécurisée en mousse synthétique est utilisable pour les montres avec ou sans bracelet.

MODE D'EMPLOI :

- Placer les montres automatiques, complètement désarmées sur l'appareil.
- Mettre le moteur en marche.
- Noter l'heure du début du contrôle.
- Enlever les montres à volonté après quelques heures (voir plaquettes sur l'appareil).
- Mettre les montres à l'heure et les placer cadran en haut.
- Les laisser se désarmer et noter l'heure à laquelle elles se sont arrêtées.
- Calculer les réserves de marche.
- Comparer cette réserve de marche avec la plaquette fixée sur l'appareil.
- Les réserves de marche indiquées sur la plaquette sont valables pour le remontage avec l'appareil en position verticale.

Il est recommandé de répartir le poids des montres sur l'appareil.



Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0033919	220600	Appareil FINAL TEST réserve de marche 230 V	BERGEON	970 ⁸⁰ €
A0033920	220601	Appareil AUTOMATIC TEST 230 V	BERGEON	1 095 ⁵⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

